

Link do produktu: <https://autolakier.pl/braun-ba811su-skalpel-bezpieczny-fig11-b-hermetycznie-pakowany-p-4153.html>

## BRAUN BA811SU Skalpel bezpieczny FIG.11 B hermetycznie pakowany



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>5,40 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>4,39 zł</b>       |
| Kod EAN          | <b>8713707158715</b> |
| Numer katalogowy | <b>8713707158715</b> |
| Liczba sztuk     | <b>1</b>             |
| Model            | <b>AES BA811SU</b>   |
| Marka            | <b>bez marki</b>     |
| Rodzaj           | <b>skalpel</b>       |
| EAN (GTIN)       | <b>8713707158715</b> |

### Opis produktu



Bezpieczny skalpel BA811SU - opakowanie hermetyczne - 1 sztuka

- Skalpel bezpieczny.
- Sterylny.
- Jednorazowy.
- Z plastikową rączką.
- Ostrze ze stali węglowej.
- FIG 11.

# RAZ TO O JEDEN RAZ ZA DUŻO!

Z powodu ukłuć i skaleczeń instrumentami, które uległy kontaminacji, rocznie w Niemczech dochodzi do infekcji średnio:

- 400 pracowników klinik - żółtaczką typu B\*
- 75 pracowników - żółtaczką typu C\*
- 1 pracownika - wirusem HIV\*

\*źródło: EPINet

Ryzyko zakłuć i skaleczeń jest często bardzo wysokie. Z tego rodzaju przypadkami regularnie wiąże się niebezpieczeństwo infekcji dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego


## Stosowanie bezpiecznego skalpela Aesculap pozwoli Państwu spełnić wymogi TRBA 250



§ Mechanizm zabezpieczający stanowi element składowy systemu i jest kompatybilny z innym wyposażeniem.

§ Jego aktywacja musi być możliwa jedną ręką

**Mechanizm uruchamia się automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką.**




§ Mechanizm bezpieczeństwa wyklucza ponowne użycie

✓ **Ostrze w pozycji po użyciu instrumentu jest bezpiecznie blokowane.**

§ Zastosowanie skalpela bezpiecznego nie wymaga zmiany techniki cięcia

✓ **Podczas operacji skalpelem bezpiecznym należy się posługiwać identycznie, jak standardowymi skalpelami jednorazowymi.**




§ Mechanizm zabezpieczający musi być słyszalny lub wyczuwalny przez wyraźny sygnał.

✓ **Aktywacji blokady towarzyszy wyraźne „kliknięcie”, widoczne i wyczuwalne natychmiast po aktywacji.**

“kliknięcie”

widoczna  
aktywacja



Poręczność uchwytu zapewnia precyzyjne cięcie.

- Zbudowany zgodnie z wymaganiami TRBA 250 4.2.4.
- Obniża poziom przenoszenia infekcji podczas operacji wskutek ran ciętych i kłutych podczas podawania, odbierania i utylizacji
- Bezpieczne blokowanie na stanowisku do utylizacji



Przezroczysta ochrona ostrza:  
- kształt ostrza jest widoczny  
- położenie ostrza jest w każdej chwili rozpoznawalne



